

# Produktdatenblatt – neumedPro HaftPro Color

## Kohäsive, besonders feste Kompressionsbinden

neumedPro HaftPro Color sind kohäsive, sehr feste Kompressionsbinden mit hoher Haftwirkung, die ohne zusätzliche Fixierung sicher an Ort und Stelle bleiben. Sie werden insbesondere in der Gefäßchirurgie (z. B. nach Venenstripping oder Sklerosierung) eingesetzt, eignen sich aber ebenso als stabiler Stütz- und Entlastungsverband in Orthopädie, Sportmedizin und Unfallchirurgie.

Durch die kohäsive Oberfläche und die hohe Formstabilität sind die Binden **ideal für eine sichere Wiederanlage durch den Patienten selbst**, auch im häuslichen Umfeld nach der Wäsche.

## Materialzusammensetzung:

88 % Baumwolle · 11 % Polyamid · 1 % Lycra  
mit Latexbeschichtung (kohäsiv)

## Dehnung:

ca. 80 %

## Maße:

Länge: 5 m gedehnt

Breiten: 4, 6, 8, 10 cm

Farben: rot, blau, lila, haut, weiß, grün

## Waschbarkeit / Wiederverwendbarkeit:

- Waschbar
- mehrere Waschzyklen bei erhaltener Haft- und Kompressionswirkung 60°C
- **Sehr gute Wirtschaftlichkeit durch Mehrfachverwendung**

## Indikationen:

- Venöse Stauungsödeme
- Nachbehandlung von Venenstripping und Sklerosierung
- Ulcus cruris
- Schweres postthrombotisches Syndrom
- Thrombophlebitis / Phlebothrombose
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen und Verletzungen des Haltungs- und Bewegungsapparates

## Besondere Eigenschaften:

- Kohäsiv (haftet auf sich selbst, nicht auf Haut)
- Besonders fester, sicherer Halt
- Geeignet für Selbstverband durch den Patienten nach Anleitung

