

Produktdatenblatt – neumedPro SoftTouch

Hochwertige, bielastische Kompressionsbinde

neumedPro SoftTouch ist eine hochwertige, bielastische Kompressionsbinde mit hoher Formstabilität und sehr guter Modellierbarkeit (Längs- und Querzug). Durch die spezielle Wirkstruktur mit eingefassten Kanten ist die Binde besonders langlebig, franst nicht aus und eignet sich ausdrücklich für den wiederholten Einsatz. Der hohe Viskoseanteil verleiht der Binde eine ausgeprägte Saugfähigkeit, für den Einsatz bei nässenden Wunden.

Die Binde ist für den professionellen Einsatz in der Praxis **sowie für den Home-Care-Bereich** konzipiert und ermöglicht dem Patienten nach entsprechender Anleitung eine **eigenständige Wiederanlage des Verbandes zu Hause**, auch nach erfolgter Wäsche.

Materialzusammensetzung:

60 % Viskose · 37 % Polyamid · 3 % Lycra

Dehnung:

ca. 70 % längs · ca. 30 % quer

Maße:

Länge: 5 m gedehnt

Breiten: 6, 8, 10, 12 cm

(Farben je nach Ausführung)

Waschbarkeit / Wiederverwendbarkeit:

- Waschbar
- Mindestens 10 Waschzyklen ohne relevanten Funktionsverlust 40°C
- **Hohe Wirtschaftlichkeit durch Mehrfachverwendung**

Indikationen:

- Ulcus cruris
- Schweres postthrombotisches Syndrom
- Thrombophlebitis / Phlebothrombose
- Unfall- und Sportverletzungen
- Verstauchungen, Zerrungen
- Kompressionsverbände mit hohem Arbeitsdruck

Besondere Eigenschaften:

- Besonders feste, formstabile Kompressionsbinde
- Eingefasste Kanten (kein Ausfransen)
- Geeignet für Selbstversorgung des Patienten nach Anleitung

